

Reduced Gap Home Bed Rail



Assembly, Installation and Operating Instructions

Model No. 6631

Yes, you can:

SAVE THESE INSTRUCTIONS

NOTE: Check ALL parts for shipping damage before using. In case of damage, DO NOT use the equipment. Contact the Dealer/Carrier for further instructions.

NOTE: A brochure entitled "A Guide to Bed Safety; Bed Rails in Hospitals, Nursing Homes and Home Health Care: The Facts" can be found on the FDA's website at <http://www.fda.gov/cdrh/beds/>.

SAFETY SUMMARY

To ensure the safe use of the Reduced Gap Home Bed Rail, these instructions **MUST** be followed:

GENERAL WARNINGS

DO NOT install or use this equipment without first reading and understanding these instructions. If you are unable to understand the **Warnings, Cautions or Instructions**, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to install this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

When used with a manual stationary deck bed, the bed rails **DO NOT** fall under any weight limitations. Bed rails can be deformed if excessive side pressure is exerted on the bed rails. The bed rails are used for the purpose of preventing an individual from inadvertently rolling out of bed. If an individual is capable of injuring himself/herself, a physician or a healthcare professional should be consulted for alternative means of safe restraint.

Replacement mattresses and bed rails with dimensions **DIFFERENT** than the original equipment supplied or specified by the bed manufacturer may not be interchangeable. Variations in bed side rail design, thickness, size or density of the mattress could cause entrapment. Use **ONLY** authorized Invacare replacement parts.

DO NOT use the bed rails as push handles when moving the bed.

This bed rail is **NOT** a handhold for getting into or out of bed.

INSTALLATION AND OPERATION WARNINGS

After **ANY** adjustments, repair or service and **BEFORE** use, make sure all attaching hardware is tightened securely.

Always test to make sure that the bed rails are properly and securely in place **BEFORE** using.

Make certain that the crossbraces do not exceed width of mattress.

Otherwise, entrapment may occur between bed rail and mattress or bed frame.

INSTALLATION AND OPERATION WARNINGS (CONTINUED)

Raise the bed rail to maintain the necessary height of the side rail for patient safety keeping in mind the gap between the bottom of the side rail and the mattress.

Ensure that the spring loaded knobs fully protrude through the same respective adjustment hole of each rail tube. This ensures that the rail is securely locked in position and an even height adjustment is achieved.

The Reduced Gap Home Bed Rail is only for use on beds with stationary decks. **DO NOT** use on beds with movable decks.

This bed rail will fit on widths of 36-inches to 62-inches. Make certain that the crossbraces do **NOT** exceed the width of the mattress. Objects may become caught between rail and mattress if the space is too wide.

INSTALLATION OF REDUCED GAP HOME BED RAIL (FIGURE 1)

1. With the bed in the flat position, remove the mattress from the bed.
2. Adjust the width of the crossbrace assembly tube so it fits snug against the mattress by depressing the snap buttons and sliding the crossbrace assembly tube to the desired width.
3. Make sure that both snap buttons lock through the holes in the crossbrace assembly tube.

NOTE: Each crossbrace MUST be installed with the slotted side of the barrel toward the center of the bed (FIGURE 1), and swedged end downward. If the slotted portions are not facing the center of the bed, rotate crossbrace 180°.

4. Position one (1) set of crossbraces at each end of the bed between the bed spring and the mattress.
5. With the outside telescoping portion of the rail toward the head section of the bed, insert the bed rail into the barrels of the crossbraces.
6. Pull the plunger knob allowing the rail to lower down along the side of the bed.
7. Pull rail up until plunger pin snaps into position.




FIGURE 1 - INSTALLATION OF REDUCED GAP HOME BED RAIL

LIMITED WARRANTY

PLEASE NOTE: THE WARRANTY BELOW HAS BEEN DRAFTED TO COMPLY WITH FEDERAL LAW APPLICABLE TO PRODUCTS MANUFACTURED AFTER JULY 4, 1975.

This warranty is extended only to the original purchaser/user of our products.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

Invacare warrants its product to be free from defects in materials and workmanship for three (3) years for the original purchaser. If within such warranty period any such product shall be proven to be defective, such product shall be repaired or replaced, at Invacare's option. This warranty does not include any labor or shipping charges incurred in replacement part installation or repair of any such product. Invacare's sole obligation and your exclusive remedy under this warranty shall be limited to such repair and/or replacement.

For warranty service, please contact the dealer from whom you purchased your Invacare product. In the event you do not receive satisfactory warranty service, please write directly to Invacare at the address below. Provide dealer's name, address, model number, date of purchase, indicate nature of the defect and, if the product is serialized, indicate the serial number.

Invacare Corporation will issue a return authorization. The defective unit or parts must be returned for warranty inspection using the serial number, when applicable, as identification within thirty (30) days of return authorization date. **DO NOT** return products to our factory without our prior consent. **C.O.D.** shipments will be refused; please prepay shipping charges.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS: THE WARRANTY SHALL NOT APPLY TO PROBLEMS ARISING FROM NORMAL WEAR OR FAILURE TO ADHERE TO THE ENCLOSED INSTRUCTIONS. IN ADDITION, THE FOREGOING WARRANTY SHALL NOT APPLY TO SERIAL NUMBERED PRODUCTS IF THE SERIAL NUMBER HAS BEEN REMOVED OR DEFACED; PRODUCTS SUBJECTED TO NEGLIGENCE, ACCIDENT, IMPROPER OPERATION, MAINTENANCE OR STORAGE; OR PRODUCTS MODIFIED WITHOUT INVACARE'S EXPRESS WRITTEN CONSENT INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: MODIFICATION THROUGH THE USE OF UNAUTHORIZED PARTS OR ATTACHMENTS; PRODUCTS DAMAGED BY REASON OF REPAIRS MADE TO ANY COMPONENT WITHOUT THE SPECIFIC CONSENT OF INVACARE; PRODUCTS DAMAGED BY CIRCUMSTANCES BEYOND INVACARE'S CONTROL; PRODUCTS REPAIRED BY ANYONE OTHER THAN AN AUTHORIZED INVACARE DEALER, SUCH EVALUATION SHALL BE SOLELY DETERMINED BY INVACARE.

THE FOREGOING EXPRESS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES WHATSOEVER, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND THE SOLE REMEDY FOR VIOLATIONS OF ANY WARRANTY WHATSOEVER, SHALL BE LIMITED TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT PURSUANT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN. THE APPLICATION OF ANY IMPLIED WARRANTY WHATSOEVER SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY PROVIDED HEREIN. INVACARE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER.

THIS WARRANTY SHALL BE EXTENDED TO COMPLY WITH STATE/ PROVINCIAL LAWS AND REQUIREMENTS.



CONSERVER CES INSTRUCTIONS

NOTE: Vérifier toutes les pièces pour s'assurer qu'elles n'ont pas été endommagées pendant le transport. Le cas échéant, NE PAS utiliser cet équipement. Contacter le fournisseur/ transporteur pour plus d'instructions.

NOTE: Un feuillet intitulé "A Guide to Bed Safety; Bed Rails in Hospitals, Nursing Homes and Home Health Care: The Facts" se trouve sur le site web de la FDA au <http://www.fda.gov/cdrh/beds/>.

RÉSUMÉ DE SÉCURITÉ

Ces instructions doivent être suivies pour utiliser sécuritairement les côtés de lit à espacement réduit pour soins à domicile:

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

NE PAS installer ou utiliser cet équipement sans d'abord avoir lu et compris ces instructions. Si vous ne comprenez pas les avertissements, les notes attention et les instructions, contacter un professionnel des soins de santé, un fournisseur ou un technicien avant de tenter d'installer cet équipement, sans quoi des blessures ou des dommages peuvent survenir.

Utilisés avec un lit manuel fixe, les côtés de lit N'ont PAS de limite de poids. Les côtés de lit peuvent plier ou briser si une pression latérale excessive est appliquée. Ces côtés de lit sont utilisés pour empêcher les personnes de tomber accidentellement du lit. Les côtés de lit NE SONT PAS conçus pour être utilisés comme moyen de contention. Si une personne peut s'automutiler, un médecin ou un professionnel des soins de santé devrait être consulté pour obtenir une méthode de contention sécuritaire.

Les matelas de remplacement et les côtés de lit dont les dimensions sont DIFFÉRENTES des matelas ou des côtés fournis avec l'équipement ou spécifiés par le fabricant ne peuvent être interchangeables. Les différences dans la conception du côté de lit, l'épaisseur, la taille et la densité du matelas peuvent risquer de piéger le patient dans le lit. Utiliser SEULEMENT des pièces de rechange autorisées par Invacare.

NE PAS utiliser les côtés de lit pour déplacer le lit.

Ce côté de lit n'est pas conçu pour servir de support pour sortir ou entrer dans le lit.

AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT

Après TOUT réglage, réparation ou entretien, et AVANT utilisation, s'assurer que toute la quincaillerie de fixation est bien serrée.

Toujours s'assurer que les côtés de lit sont installés adéquatement et sécuritairement AVANT utilisation.

S'assurer que les entretoises ne dépassent pas la largeur du lit; sans quoi, le patient pourrait être piégé entre le côté de lit et le matelas ou le châssis du lit.

AVERTISSEMENTS POUR L'INSTALLATION ET LE FONCTIONNEMENT (SUITE)

Relever le côté de lit pour maintenir la hauteur nécessaire à la sécurité du patient tout en tenant compte du jeu entre le bas du côté de lit et le matelas.

S'assurer que les boutons à piston ressortent complètement dans les mêmes orifices de chaque côté de lit. Ceci permet de s'assurer que le côté est bloqué sécuritairement en position et que la hauteur est de niveau.

Les côtés de lit à espacement réduit pour domicile sont conçus pour les lits fixes seulement. **NE PAS** utiliser sur un lit dont la plaque n'est pas fixe.


Ce côté de lit convient pour des largeurs de 36 à 62 pouces. S'assurer que les entretoises **NE** dépassent **PAS** la largeur du matelas. Des objets pourraient se coincer entre le côté du lit et le matelas si l'espace est trop grand.

INSTALLATION DU CÔTÉ DE LIT À ESPACEMENT RÉDUIT POUR SOINS À DOMICILE (FIGURE 1)

1. Mettre le lit à l'horizontale et enlever le matelas du lit.
2. Régler la largeur du tube de l'entretoise en enfonçant les boutons-pression et en glissant les entretoises à la largeur voulue, de façon à ce que le tube s'appuie contre le matelas.
3. S'assurer que les deux (2) boutons-pression se bloquent dans les orifices du tube de l'entretoise.

NOTE: Chaque entretoise DOIT être installée avec le côté fendu du tube orienté vers le centre du lit (FIGURE 1), et l'extrémité évasée vers le bas. Si la partie fendue n'est pas orientée vers le centre du lit, tourner l'entretoise de 180°.

4. Placer un (1) ensemble d'entretoises à chaque extrémité du lit entre les ressorts du lit et le matelas.
5. Insérer le côté de lit dans les tubes des entretoises en s'assurant que la partie télescopique extérieure du côté de lit est orientée vers la tête du lit.
6. Tirer le bouton à piston pour abaisser le côté de lit.
7. Relever le côté de lit jusqu'à ce que la tige à piston s'enclenche en position.



**FIGURE I - INSTALLER LE CÔTÉ DE LIT À ESPACEMENT RÉDUIT
POUR SOINS À DOMICILE**

GARANTIE LIMITÉE

REMARQUE: LA GARANTIE CI-DESSOUS A ÉTÉ RÉDIGÉE EN ACCORD AVEC LA LOI FÉDÉRALE APPLICABLE SUR LES PRODUITS FABRIQUÉS APRÈS LE 4 JUILLET 1975.

Cette garantie est valable pour l'acheteur/utilisateur initial de nos produits seulement. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits variant d'un État (provinces) à l'autre peuvent se rajouter.

Invacare garantit ce produit contre tout défaut de fabrication ou défaut dans le matériel pour une période de 3 ans pour l'acheteur initial. Si, durant cette période, ce produit devait être reconnu défectueux, il sera réparé ou remplacé, suivant le choix d'Invacare. Cette garantie ne s'applique pas à la main-d'oeuvre ou aux frais de livraison encourus pour le remplacement de pièces ou la réparation dudit produit. La seule et unique obligation d'Invacare et votre seul recours selon cette garantie se limitent au remplacement et/ou à la réparation du produit.

Pour le service, contactez le fournisseur ou vous avez acheté votre produit Invacare. Si vous n'êtes pas satisfait du service, écrire directement à Invacare à l'adresse inscrite à la dernière page. Fournir le nom du fournisseur, l'adresse, la date d'achat, la nature du défaut et le numéro de série si le produit en a un. Ne pas retourner les produits à l'usine avant d'avoir obtenu notre autorisation

Invacare émettra une autorisation de retour. L'unité ou les pièces défectueuses **DOIVENT** être retournées pour inspection de garantie en identifiant le numéro de série, si y a lieu, dans les trente (30) jours suivant la date d'autorisation de retour. **NE PAS** retourner un produit à l'usine avant d'avoir obtenu notre consentement. Les envois payables sur réception seront refusés; veuillez payer les frais d'envoi.

RESTRICTIONS: LA PRÉSENTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS DONT LE NUMÉRO DE SÉRIE A ÉTÉ MODIFIÉ OU EFFACÉ, AUX PRODUITS MAL ENTRETENUS, ACCIDENTÉS, INADÉQUATEMENT UTILISÉS, ENTRETENUS OU ENTREPOSÉS, OU AUX PRODUITS MODIFIÉS SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT D'INVACARE, (INCLUANT, MAIS NE SE LIMITANT PAS À, LA MODIFICATION AVEC DES PIÈCES OU ACCESSOIRES NON AUTORISÉS), AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS PAR DES RÉPARATIONS FAITES SANS L'APPROBATION D'INVACARE, OU AUX PRODUITS ENDOMMAGÉS DANS DES CIRCONSTANCES AU-DELÀ DU CONTRÔLE D'INVACARE, ET UNE TELLE ÉVALUATION SERA DÉTERMINÉE UNIQUEMENT PAR INVACARE. LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX PROBLÈMES DÉCOULANT DE L'USURE NORMALE OU DU NON RESPECT DE CES INSTRUCTIONS .

LA PRÉSENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES. LES GARANTIES IMPLICITES, S'IL Y A LIEU, INCLUANT LA GARANTIE DE COMMERCIALISATION ET D'AJUSTEMENT DANS UN BUT PARTICULIER, NE DOIVENT SE PROLONGER AU-DELA DE LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE, ET LE RECOURS POUR VIOLATION DE QUELCONQUE GARANTIE IMPLICITE DOIT SE LIMITER À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX CONFORMÉMENT AUX PRÉSENTS TERMES. INVACARE NE SERA PAS TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE-INTÉRÊT ACCESSOIRE OU INDIRECT.

CERTAINS ÉTATS N'AUTORISANT PAS LES RESTRICTIONS POUR DOMMAGES-INTÉRÊTS ACCESSOIRES OU DOMMAGES INDIRECTS OU LA DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE, LES RESTRICTIONS CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER POUR VOUS.

CETTE GARANTIE DEVRA ÊTRE ÉLARGIE POUR RÉPONDRE AUX LOIS ET AUX RÈGLEMENTS DES ÉTATS (PROVINCES).

Invacare Corporation www.invacare.com



Yes, you can.™

USA
One Invacare Way
Elyria, Ohio USA
44036-2125
800-333-6900

Canada
570 Matheson Blvd E Unit 8
Mississauga Ontario
L4Z 4G4 Canada
800-668-5324

Invacare is a registered trademark of
Invacare Corporation.
Yes, you can. is a trademark of
Invacare Corporation.
© 2005 Invacare Corporation
Part No. 1023603 Rev G - 04/05

PRODUCT MADE IN CHINA