

CINTURA SALVAPAZIENTE SLACCIAPIE DA PARTE DEL PAZIENTE
**SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA
PER UTILIZZO SU UN UNICO PAZIENTE
NON STERILE
NON IN LATTICE DI GOMMA NATURALE**
INFORMAZIONI IMPORTANTI
 Leggere tutte le istruzioni, le avvertenze e le precauzioni prima dell'uso. Applicare correttamente il prodotto è fondamentale per garantirne il regolare funzionamento.

Da utilizzare esclusivamente per la persona a cui è stato fornito dal professionista sanitario ed esclusivamente per l'uso a cui è destinato.

USO PREVISTO

La Cintura salvapaziente slacciabile da parte del paziente DeRoyal è concepita per essere prescritta da un operatore sanitario abilitato per consentire al paziente di ruotare da un fianco all'altro e sedere a letto impedendo allo stesso tempo cadute o sollevamenti non assistiti.

CONTRACCEDIMENTI

- Non usare per pazienti che sono o potrebbero divenire soggetti a stati di forte aggressività o agitazione.
- Non utilizzare per pazienti nei quali la sede di terapia e.v. o di ferite possa essere compromessa dal dispositivo.

AVVERTENZE

- L'applicazione o l'uso impropri di metodi di immobilizzazione possono causare lesioni e morte.
- Fissare sempre le fasce ad un elemento del letto o della sedia a rotelle che si muova con il paziente. Non fissare le fasce alle sponde laterali del letto o della lettiga.
- Tenere sempre le fasce fuori della portata del paziente.
- La cintura deve essere indossata sugli indumenti del paziente.
- Assicurarsi che le sponde laterali del letto o della lettiga siano alzate durante l'uso del prodotto.
- Controllare con regolarità per verificare che la circolazione sanguigna del paziente non venga compromessa.

PRECAUZIONI
 Questo prodotto deve essere applicato inizialmente da un medico (o da un operatore sanitario abilitato) che ne conosca bene la destinazione d'uso. Il medico o l'operatore ha la responsabilità di comunicare

ROLRIEM, ZELF-LOSMAKEND
**UITSLUITEND VOOR GEBRUIK DOOR MEDISCH GEBRUIK VOOR EEN PATIENT
GESCHIKT VOOR HERGEBRUIK
NIET STERIEL
BEVAT GEEN LATEX VAN NATUURLIJK RUBBER**
BELANGRIJKE INFORMATIE
 Lees voor gebruik alle aangewijzingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig door. De correcte toepassing is essentieel voor een juiste werking van het product.

Uitsluitend gebruiken voor de patiënt aan wie het product is voorgeschreven door een zorgverlener en alleen voor het doel waarvoor het is bestemd.

BEDOELED GEBRUIK
 De Royal zelf los te maken rolland is alleen verkrijgbaar op voorschrijf van een daartoe bevoegde arts en stelt patiënten in staat om hem en weer te rollen en rechtop te zitten in bed en te voorkomen dat ze daarbij uit bed vallen of zonder begeleiding opstaan.

CONTRA-INDICATIES

- Niet gebruiken bij uitermate geagiteerde of agressieve patiënten of patiënten die erg agressief kunnen worden of geagiteerd kunnen raken.
- Niet gebruiken bij patiënten waarbij het product een I.V. punctie of wond zou kunnen aantasten.

WAARSCHUWINGEN

- Onjuiste aanbrenging of gebruik van een fixatieproduct kan de patiënt ernstig verwonden en zelfs overlijden tot gevolg hebben.
- De bevestigingsbanden moeten altijd aan een deel van het bed of van de rolstoel dat met de patiënt mee beweegt worden bevestigd. De bevestigingsbanden niet aan de zijringelingen van het bed of de brancard bevestigen.
- De bevestigingsbanden altijd buiten het bereik van de patiënt houden.
- De riem moet over de kleding van de patiënt worden geplaatst.
- De zijringelingen van het bed of de brancard moeten ophoog staan terwijl het product in gebruik is.
- Controleer regelmatig dat de bloedcirculatie van de patiënt niet bekneld is geraakt.

VOORZORGSAMMELBAND
 Dit product moet worden aangebracht door een arts (of een bevoegd medisch deskundige) die bekend is met het doel waarvoor het is bestemd. De arts of medisch deskundige is verantwoordelijk voor het verstrekken van draaginstructies en voorzorgen aan

САМОРАСПЕЛАЮЩИЙСЯ ПОЯС С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ
ОПУСКАЕТСЯ СТРОГО ПО ПРЕДПИСАНИЮ ВРАЧА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДОБНОГО ПАЦИЕНТА
НЕСТЕРИЛЬНОЕ ИЗДЕЛИЕ
ИЗГОТОВЛЕНО НЕ ИЗ НАТУРДОГО КАУЧУКОВОГО ЛАТЕКСА
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 Перед использованием ознакомьтесь со всеми инструкциями, предупреждениями и мерами предосторожности. Для надлежащего функционирования этого изделия крайне важна правильная эксплуатация.

Изделие следует использовать только для человека, которому его предоставил медицинский работник, и только по предписанию.

НАЗНАЧЕНИЕ:
 Самораспеляющийся пояс с возможностью вращения DeRoyal позволяет пациентам вращаться из стороны в сторону и сидеть на кушетке, предотвращая их падение или подъем без посторонней помощи, и предназначен для назначения медицинским работником с надлежащей лицензией.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- Запрещается использовать для пациентов, у которых может возникнуть чрезмерная агрессия или вспышки.
- Запрещается использовать для пациентов, у которых изделие может мешать доступу к месту внутривенного введения или ране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Неправильная эксплуатация или применение какого-либо средства механического удержания больного может привести к серьезным травмам или смерти.
- Закрепляйте ремни только на тех частях кушетки или кресла-каталки, которыедвигаются вместе с пациентом. Не закрепляйте ремни на боковых поручнях кушетки.
- Всегда держите ремни вин досгаемости пациента.
- Пациент не должен надевать поверх одежду пациентов.
- Убедитесь в том, что во время использования изделия боковые поручни подняты.
- Регулярно осматривайте пациента, чтобы убедиться в отсутствии нарушения его кровообращения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
 Начальную установку этого изделия должен выполнить врач (или медицинский работник с надлежащей лицензией), имеющий опыт

le istruzioni per indossare il prodotto e le relative precauzioni ad altri operatori sanitari o a quanti si prendono cura del paziente, e al paziente. Rivolgersi immediatamente al medico curante (o a operatori sanitari abilitati) se si riscontrano cambiamenti, reazioni insolite, tumefazioni o dolore prolungato durante l'impiego di questo prodotto. Seguire le istruzioni del medico (o dell'operatore sanitario abilitato) circa la lunghezza e la durata di utilizzo.

Accertarsi di seguire i regolamenti della propria struttura sanitaria e le linee guida relative alla frequenza di monitoraggio del paziente.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Posizionare il paziente in posizione eretta sul letto. Posizionare la cintura al centro del letto all'altezza della cintola del paziente.
- Posizionare il paziente sulla schiena e avvolgere la cintura attorno alla cintola.
- Fissare la cintura con la chiusura in hook and loop.
- Fissare la fibbia a sgancio rapido e tendere la fascia nella parte centrale della cintura.
- Fixare le fasce al letto utilizzando lacci a sgancio rapido. Avvolgere una volta la/le fascia/fasce attorno all'ancoraggio. Afferrare l'estremità femminile della/le fascia/fasce e creare un occhiello. Incrociare l'occhiello sull'altra fascia avvolta attorno all'ancoraggio e farla passare attraverso l'apertura come per allacciare i facci delle scarpe. Tenere l'occhiello e creare un altro occhiello con l'estremità femminile della fascia e farla passare attraverso il primo occhiello. Tirare l'occhiello finale e la fascia collegata al bracciale in direzioni opposte per formare un lucchetto di fissaggio a sgancio rapido.
- Fissare la fascia in eccesso fuori della portata del paziente.
- Non tendere eccessivamente. Per garantire che la circolazione sanguigna non venga compromessa deve essere possibile inserire due dita fra il paziente e il dispositivo.

 Video applicativi sono disponibili all'indirizzo www.deroyal.com.

MISURE

Universale 49" L x 6" P (125 cm x 15 cm)

Bariatrico 60" L x 6" P (150 cm x 15 cm)

PULIZIA E/O MANUTENZIONE

Prima di mettere in lavatrice, rimuovere gli eventuali sostegni rigidi asportabili, chiudere le fibbie e annodare i lacci per evitare danni durante i cicli di lavaggio e asciugatura. Allacciare le chiusure a strappo e rimuovere la fibbia prima del lavaggio per evitare che vi si accumulino pelucci e pallini di fibra. Per garantire la massima durata del prodotto ed evitare che cinghie o cinture si

andere gezondegewerders of zorgverleners die betrokken zijn bij de verzorging van de patiënt alsmede aan de patiënt zelf. Raadpleeg uw arts (of bevoegd medisch deskundige) onmiddellijk als u een veranderd gevoel, ongewone reacties, zwelling of langdurige pijn ervaart tijdens het gebruik van dit product. Volg de aanwijzingen van uw arts (of bevoegd medisch deskundige) inzake de gebruikssperiode.

Volg voor een reguliere controle van de patiënt het beleid en de richtlijnen van uw instelling.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

- Plaats de patiënt rechtop op het bed. Plaats de riem in het midden van het bed op buikhoogte van de patiënt.
- Leg de patiënt op zijn rug en plaats de riem rondom zijn middel.
- Bevestig de riem met de klittenbandsluiting.
- Bevestig de sluitsleutel en trek de band aan aan de voorkant van de riem.
- Bevestig de banden aan het bed met knopen die snel kunnen worden losgemaakt. Wikkel de band(en) één keer om de verankering. Maak eenlus met de uiteinde van de band(en). Haal de uiteinde van de ander(e) band(s) door de opening alsof u een veter strikt. Houd de uiteinden vast en maak een nieuw lus met de losse band(en) en haal deze door de eerste lus. Trek aan de laatste lus en aan de band(en) bevestigd aan de manchet in tegengestelde richtingen om een knoop te maken die eenvoudig kan worden losgemaakt.

6. Houd de overgebleven uiteinden buiten het bereik van de patiënt.

7. Niet te strak aantrekken. Er moet een marge zijn van twee vingers tussen het product en de patiënt om te voorkomen dat de bloedcirculatie van de patiënt bekneld raakt.

Op www.deroyal.com vindt u instructievideo's voor het aanbrengen.

MAAT
 Universale 49" L x 6" W (125 cm x 15 cm)
 Bariatrisch 60" L x 6" W (150 cm x 15 cm)

REINIGING EN ONDERHOUD
 Verwijder vóór u dit product uitwast alle afneembare, onbuigzame baleinen en maak alle gespen vast en bind alle touwtjes aan elkaar om beschadigingen tijdens het wasen en drogen te minimaliseren. Maak alle klittenbandsbevestiging vast voor u dit product uitwast, zodat er geen pluisjes gaan hechten. Was het product in een waszak van gaas om de maximale levensduur te garanderen en om te voorkomen dat riempjes verstregeld raken. Was het product handmatig of in de wasmachine met een mild

wasmiddel. Zorg dat het water maximaal 60°C/140°F is. Bleek het product overeenkomstig aan de aanwijzingen op de verpakking. Dit product mag niet worden gestrekken. Leg het product plat en laat het aan de lucht drogen. U kunt het product ook maximaal 40 minuten in een niet-warme cyclus de wasdroger laten drogen. Controleer na het wasen of het product nog intact is en plaats de eerder verwijderde baleinen weer terug. Klittenband kan na herhaalde gebruik of na een wasbeurt pluisjes ontdekken, waardoor het minder goed werkt. Verwijder de pluisjes en test de klittenband voor gebruik opnieuw. Controleer voor gebruik altijd of alle gespen goed werken en niet zijn gebogen, gebastert of gebroken. Als het product is beschadigd, dient u het product niet opnieuw te gebruiken maar te vervangen door een nieuw product. Klanten dienen er rekening mee te houden dat producten van katoen gedurende de levensduur maximaal 5% krimpen.

GARANTIE

Voor Royal producten geldt een garantieperiode, voor wat betreft de productkwaliteit en het vakmanschap, van honderdtwintig (120) dagen vanaf de verzenddatum. **DE SCHRIJFTILLEKE GARANTIES VAN DERoyal WORDEN GEGEVEN IN PLAATS VAN ALLE IMPLICITE GARANTIES, MET INBEGRIJP VAN GARANTIES INZAKE DE VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.**

7. Niet te strak aantrekken. Er moet een marge zijn van twee vingers tussen het product en de patiënt om te voorkomen dat de bloedcirculatie van de patiënt bekneld raakt.

Op www.deroyal.com vindt u instructievideo's voor het aanbrengen.

MAAT
 Universale 49" L x 6" W (125 cm x 15 cm)
 Bariatrisch 60" L x 6" W (150 cm x 15 cm)

REINIGING EN ONDERHOUD
 Verwijder vóór u dit product uitwast alle afneembare, onbuigzame baleinen en maak alle gespen vast en bind alle touwtjes aan elkaar om beschadigingen tijdens het wasen en drogen te minimaliseren. Maak alle klittenbandsbevestiging vast voor u dit product uitwast, zodat er geen pluisjes gaan hechten. Was het product in een waszak van gaas om de maximale levensduur te garanderen en om te voorkomen dat riempjes verstregeld raken. Was het product handmatig of in de wasmachine met een mild

wasmiddel. Zorg dat het water maximaal 60°C/140°F is. Bleek het product overeenkomstig aan de aanwijzingen op de verpakking. Dit product mag niet worden gestrekken. Leg het product plat en laat het aan de lucht drogen. U kunt het product ook maximaal 40 minuten in een niet-warme cyclus de wasdroger laten drogen. Controleer na het wasen of het product nog intact is en plaats de eerder verwijderde baleinen weer terug. Klittenband kan na herhaalde gebruik of na een wasbeurt pluisjes ontdekken, waardoor het minder goed werkt. Verwijder de pluisjes en test de klittenband voor gebruik opnieuw. Controleer voor gebruik altijd of alle gespen goed werken en niet zijn gebogen, gebastert of gebroken. Als het product is beschadigd, dient u het product niet opnieuw te gebruiken maar te vervangen door een nieuw product. Klanten dienen er rekening mee te houden dat producten van katoen gedurende de levensduur maximaal 5% krimpen.

GARANTIE

Voor Royal producten geldt een garantieperiode, voor wat betreft de productkwaliteit en het vakmanschap, van honderdtwintig (120) dagen vanaf de verzenddatum. **DE SCHRIJFTILLEKE GARANTIES VAN DERoyal WORDEN GEGEVEN IN PLAATS VAN ALLE IMPLICITE GARANTIES, MET INBEGRIJP VAN GARANTIES INZAKE DE VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.**

7. Niet te strak aantrekken. Er moet een marge zijn van twee vingers tussen het product en de patiënt om te voorkomen dat de bloedcirculatie van de patiënt bekneld raakt.

Op www.deroyal.com vindt u instructievideo's voor het aanbrengen.

MAAT
 Universale 49" L x 6" W (125 cm x 15 cm)
 Bariatrisch 60" L x 6" W (150 cm x 15 cm)

REINIGING EN ONDERHOUD
 Verwijder vóór u dit product uitwast alle afneembare, onbuigzame baleinen en maak alle gespen vast en bind alle touwtjes aan elkaar om beschadigingen tijdens het wasen en drogen te minimaliseren. Maak alle klittenbandsbevestiging vast voor u dit product uitwast, zodat er geen pluisjes gaan hechten. Was het product in een waszak van gaas om de maximale levensduur te garanderen en om te voorkomen dat riempjes verstregeld raken. Was het product handmatig of in de wasmachine met een mild

wasmiddel. Zorg dat het water maximaal 60°C/140°F is. Bleek het product overeenkomstig aan de aanwijzingen op de verpakking. Dit product mag niet worden gestrekken. Leg het product plat en laat het aan de lucht drogen. U kunt het product ook maximaal 40 minuten in een niet-warme cyclus de wasdroger laten drogen. Controleer na het wasen of het product nog intact is en plaats de eerder verwijderde baleinen weer terug. Klittenband kan na herhaalde gebruik of na een wasbeurt pluisjes ontdekken, waardoor het minder goed werkt. Verwijder de pluisjes en test de klittenband voor gebruik opnieuw. Controleer voor gebruik altijd of alle gespen goed werken en niet zijn gebogen, gebastert of gebroken. Als het product is beschadigd, dient u het product niet opnieuw te gebruiken maar te vervangen door een nieuw product. Klanten dienen er rekening mee te houden dat producten van katoen gedurende de levensduur maximaal 5% krimpen.

GARANTIE

Voor Royal producten geldt een garantieperiode, voor wat betreft de productkwaliteit en het vakmanschap, van honderdtwintig (120) dagen vanaf de verzenddatum. **DE SCHRIJFTILLEKE GARANTIES VAN DERoyal WORDEN GEGEVEN IN PLAATS VAN ALLE IMPLICITE GARANTIES, MET INBEGRIJP VAN GARANTIES INZAKE DE VERKOOPBAARHEID OF DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.**

7. Niet te strak aantrekken. Er moet een marge zijn van twee vingers tussen het product en de patiënt om te voorkomen dat de bloedcirculatie van de patiënt bekneld raakt.

Op www.deroyal.com vindt u instructievideo's voor het aanbrengen.

MAAT
 Universale 49" L x 6" W (125 cm x 15 cm)
 Bariatrisch 60" L x 6" W (150 cm x 15 cm)

REINIGING EN ONDERHOUD
 Verwijder vóór u dit product uitwast alle afneembare, onbuigzame baleinen en maak alle gespen vast en bind alle touwtjes aan elkaar om beschadigingen tijdens het wasen en drogen te minimaliseren. Maak alle klittenbandsbevestiging vast voor u dit product uitwast, zodat er geen pluisjes gaan hechten. Was het product in een waszak van gaas om de maximale levensduur te garanderen en om te voorkomen dat riempjes verstregeld raken. Was het product handmatig of in de wasmachine met een mild

wasmiddel. Zorg dat het water maximaal 60°C/140°F is. Bleek het product overeenkomstig aan de aanwijzingen op de verpakking. Dit product mag niet worden gestrekken. Leg het product plat en laat het aan de lucht drogen. U kunt het product ook maximaal 40 minuten in een niet-warme cyclus de wasdroger laten drogen. Controleer na het wasen of het product nog intact is en plaats de eerder verwij

Explanation of Symbols

Explicación de los símbolos

Explication des symboles

Erläuterung der Symbole

Spiegazione dei simboli

Explicação dos Símbolos

Verklaring van de symbolen

Symbolförläggningar

Условные обозначения

Επεξήγηση των συμβόλων

Rx Only

Caution: Federal U.S.A. law restricts this device to sale or use by or on the order of a physician (or properly licensed practitioner).

Atención: En los EE.UU., las leyes federales solo autorizan la venta o uso de este dispositivo bajo receta médica (o de un profesional autorizado).

Attention : Selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que sur prescription médicale.

Achtung: Laut Gesetz ist der Verkauf dieses Produkts in den USA nur auf ärztliche Anordnung gestattet.

Attenzione: La legge federale statunitense consente la vendita e l'uso di questo dispositivo esclusivamente da parte di un medico (o di personale debitamente autorizzato).

Atenção: A lei federal (dos Estados Unidos) só permite a venda ou utilização deste dispositivo a médicos ou sob receita destes (ou de outro profissional devidamente credenciado).

Opgelet: In de Verenigde Staten mag dit product uitsluitend door of op voorschrijf van een arts (of een daar toe bevoegd paramedisch beroepsbeoefenaar) worden verkocht.

Warning: Denna anordning får endast användas enligt läkare (behörig praktiker) föreskrift.

Предупреждение: Федеральный закон США разрешает продажу этого устройства только врачам (или другим медработникам с надлежащей лицензией) или по их предписанию.

Προσοχή: Η ομοιαπονιάσικη νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση ή τη χρήση αυτής της συσκευής από ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Do not use if package is damaged
No utilizar si el envase está dañado
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden
Non utilizzare se la confezione è danneggiata
Não utilizar se a embalagem estiver danificada
Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is
Använd inte om förpackningen är skadad
Не использовать при нарушении целостности упаковки
Να μη χρησιμοποιείται αν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά

Contains or presence of natural rubber latex
Contiene goma de látex natural
Contient ou Présence de latex naturel
Gehalt oder Spuren von natürlichem Latexgummi
Contiene o presenta lattice di gomma naturale
Contém ou apresenta borracha de látex natural
Bevat of aanwezigheid van natuurlijke latex
Består eller innehåller naturligt gummilatex
Содержит натуральный латекс или состоит из него
Περιέχει φυσικό λάτεξ ή γινεται φυσικό λάτεξ

ESPAÑOL

ESPANOL

DEUTSCH

FRANÇAIS

ENGLISH

ITALIANO

PORTUGUESE

DUTCH

GERMAN

FRENCH

RUSSIAN

GREEK

SPANISH

CHINESE

JAPANESE

KOREAN

ARABIC

CHINESE