

REF

4011
4012
4016



SWL: 150 kg/330 lbs

FlexiMove is used in different transfer and repositioning situations such as turning in bed, repositioning higher up in bed, bed to bed/bed to shower trolley, and lifting from the floor. FlexiMove features either four or six handles. The choice depends on the user's need for support and required number of caregivers.



Check Safety

Visual inspection

Check the condition and function of the assistive device regularly. Always inspect the product after laundering. Check to ensure that seams and material are free from damage. Check to ensure that fabric is not worn or faded. If there are signs of wear, the product must be discarded

Mechanical load

Apply pressure to buckles and handles and verify that they will not open or break under heavy loads.



Always read the user manual

Always read the user manuals for all assistive devices used during a transfer.

Keep the user manual where it is accessible to users of the product.

Always make sure that you have the right version of the user manual.

Placement of FlexiMove




The user is turned on one side and the FlexiMove is guided in with the handles folded under the slide. The user is then turned on the back and the handles are drawn out.

Turning in bed




Use the handles to pull the user closer to the edge of the bed. Work in a walking stance with knees slightly bent, straight arms and straight back.




Fold in the handles, and then turn the user in the opposite direction, where one caregiver provides support. If you are working alone, raise the bed rails. Turn the user using the legs and pushing the user away from you.

Higher up in bed



One caregiver works on either side of the bed. Repositioning is easier if the user is able to bend his or her knees to push higher up in bed. Work in a walking stance with straight arms and straight back. Caregivers should coordinate their efforts to perform a smooth transfer.

Bed to bed/bed to shower trolley




Caregivers should work in pairs (or more), depending on the user's needs. Place beds as close together as possible. Pull the feet over first, and then help each other to manoeuvre the user over to the bed/shower trolley.

Lifting from the floor

NOTE!

A mechanical lift should always be used, if possible. When lifting manually, never lift more than is appropriate. Caregivers should work in pairs (or more), depending on the user's needs. Plan the transfer so as to minimize time taken, lifting and distance.



Material

Polyamide, nylon

Care of the product

Read the product label.



Cleaning: Remove the slide and padding and then clean surfaces with disinfectant. Do not use rinse/ fabric softener and avoid tumbler-drying for optimal service life.

CE Medical Device Class I

Medical Device Class I. The product complies with the requirements of the Medical Devices Directive 93/42/EEC.

Contact your local distributor if you have any questions about the product and its use.

Expected lifetime

Up to 10 years of normal use

FlexiMove se emplea en distintas situaciones de traslado y recolocación, como, por ejemplo, giros en la cama, recolocación hacia arriba en la cama, traslados cama a cama/cama a carro de ducha y alzamientos desde el suelo. FlexiMove incluye cuatro o seis asas. La elección dependerá de las necesidades de apoyo del usuario y del número de asistentes que se requieran.




Inspección operacional

Inspección visual

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no esté desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.

Prueba de fuerza


Haga fuerza sobre las hebillas y las asas y compruebe que soportan cargas pesadas.



Lea siempre el manual

Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados. Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto. Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual.

Colocación del FlexiMove




Tras girar al usuario sobre un costado, se inserta el FlexiMove con las asas plegadas bajo la deslizadera. A continuación, se gira al usuario sobre la espalda y se extraen las asas.

Giros en la cama




Utilice luego las asas para acercar al usuario al borde de la cama. Intervenga en posición erguida, con las rodillas ligeramente dobladas y los brazos y espalda rectos.



Pliegue las asas y gire luego al usuario en dirección opuesta, donde un asistente proporcionará apoyo a este. Si opera en solitario, levante los rieles de la cama. Gire al usuario utilizando las piernas y empujando al mismo en dirección contraria usted.

Recolocación hacia arriba en la cama



Se situará un asistente a cada lado de la cama. La recolocación resultará más fácil si el usuario puede doblar las rodillas para alzarse en la cama. Intervenga en posición erguida, con los brazos y la espalda rectos. Los asistentes deben coordinar sus esfuerzos para agilizar el traslado.

Cama a cama/cama a carro de ducha




Los asistentes deberán operar en parejas (o más), en función de las necesidades del usuario. Sitúe las camas lo más cerca posible. Coloque encima primero los pies y ayúdense luego mutuamente para subir al usuario a la cama/carro de ducha.

Alzamiento desde el suelo

¡ATENCIÓN!

Siempre que sea posible, deberá utilizarse una grúa mecánica. En las elevaciones manuales, nunca levante más de lo adecuado. Los asistentes deberán operar en parejas (o más), en función de las necesidades del usuario. Planifique el traslado para una mínima duración, elevación y distancia.



Material

Poliamida, nailon

Cuidado del producto

Consulte la etiqueta del producto.



Limpieza: Extraiga la deslizadera y el almohadillado y, a continuación, limpie las superficies con desinfectante. No use detergente/suavizante y evite el secado para una vida útil óptima.

CE Clase de producto sanitario I

Este producto cumple con los requisitos de la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso.

Vida útil estimada

Hasta 10 años de uso normal.

Product information

Art. no	Productname	Size	Description
4011	FlexiMove	1020 x 430 mm / 40.1 x 16.9 inch	4 Handles
4012	FlexiMove	1120 x 530 mm / 44 x 20.8 inch	4 Handles
4016	FlexiMove	1520 x 530 mm / 59.8 x 20.8 inch	6 Handles

Simple solutions for great results

SystemRoMedic™ is the name of Handicare's unique easy transfer concept, the market's widest and most comprehensive range of clever, easy-to-use and safe transfer and lifting aids designed to make life easier, both for the user and for the caregiver. SystemRoMedic™ is a complete solution that provides for the majority of patient transfer or manual handling requirements. From the simplest to the most complex scenarios, from the lightest to the heaviest. The concept encompasses assistive devices for four different categories of transfers:

- Transfer, assistive devices for manual transfers of users between two locations.
- Positioning, assistive devices for manual repositioning of users within the same location.
- Support, assistive devices for mobility support e.g., during sit-to-stand or gait training.
- Lifting, assistive devices for manual and mechanical lifting of users.

Improved work environment, improved quality of care and cost savings

The philosophy behind SystemRoMedic™ is focused on the prevention and reduction of occupational injuries while allowing users to experience a greater sense of independence and dignity. Through a unique combination of training and a complete range of efficient transfer aids, SystemRoMedic™ offers improvement of both work environment and quality of care and, at the same time, achieves significant cost savings.

Always make sure that you have the correct version of the manual

For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and SystemRoMedic™ representative.

Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.

The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes various manual and power wheelchairs, seating systems, scooters, a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations, rise and recline chairs, and bathing and toileting products.



handicare

Handicare AB
Maskinvägen 17
SE-972 54 Luleå , SWEDEN