

PRODIGY™
MATTRESS OVERLAY

The **PRODIGY** Mattress System is an adjustable, zoned product that offers you the ability to adjust the system to fit your individual needs. The objective is to "immerse" the user into the mattress system approximately 1 1/2" from the base.



1. Turn valve counter-clockwise to open.
2. Place hand pump over valve and inflate until section arches slightly.
3. Remove pump hose from valve and turn clockwise to close.

Repeat steps for each mattress section.

4. Snap mattress sections together.
5. Place individual on mattress, preferably in a side-lying position.
6. Proceeding one section at a time starting with the middle section, place your hand between the PRODIGY and the individual's deepest bony prominence.
7. With your hand in place, slowly turn the valve counter-clockwise to release some air to immerse the individual in the mattress system. When you can feel the base of the mattress with your finger tips (approx. 1 1/2" or 4cm) between the individual's deepest bony prominence and the mattress base, pinch the valve stem and turn the valve clockwise to close. Repeat for remaining sections.

Cleaning: Soap and warm water may be used to clean the PRODIGY Mattress. Rinse thoroughly and allow to dry. (Make sure valves are closed prior to immersing in water.) Do not use bleach when cleaning this product.

Repair: Two pressure adhesive patches are included with the PRODIGY Mattress System. If leak occurs, locate leak and clean surrounding area. Let surface dry. Peel backing from the patch provided and center over hole. Press firmly until a good seal is achieved. This product is now ready for use. Follow adjustment instructions above.

All returns require authorization from CROWN THERAPEUTICS, Inc. and are subject to a restocking charge.

PRODIGY

Couvre matelas

Le système de matelas PRODIGY est un produit réglable par zone qui vous offre la possibilité d'ajuster le système en fonction de vos besoins individuels. L'objectif est « d'immerger » l'utilisateur dans le système de matelas à environ 4 cm (1,5 pouce) de la base.

1. Tournez la valve dans le sens anti-horaire pour ouvrir.
2. Placez une pompe à main sur la valve et gonflez jusqu'à ce que les cintres transversaux se soulèvent légèrement.
3. Retirez le tuyau de la pompe de la valve et tournez dans le sens horaire pour fermer. Répétez ces étapes pour chaque section du matelas
4. Emboîtez les sections de matelas ensemble.
5. Placez l'individu sur le matelas, de préférence en position couchée sur le côté.
6. En procédant section par section à partir du centre, placez la main entre le PRODIGY et la proéminence osseuse la plus profonde de l'individu.
7. En gardant la main en place, tournez lentement la vanne dans le sens anti-horaire pour libérer un peu d'air afin d'immerger l'individu dans le système de matelas. Lorsque vous pouvez sentir la base du matelas avec le bout des doigts (4 cm ou 1,5 pouce environ) entre la proéminence osseuse la plus profonde de l'individu et la base du matelas, pincez la tige de la valve et tournez celle-ci dans le sens horaire pour la fermer. Répétez la procédure pour les autres sections.

Nettoyage : Du savon et de l'eau chaude peuvent être utilisés pour nettoyer le matelas PRODIGY. Rincez à fond et laissez sécher. (Assurez-vous que les valves sont fermées avant d'immerger dans l'eau). N'utilisez pas d'eau de javel pour nettoyer ce produit.

Réparation : Deux pastilles adhésives par pression sont comprises avec le système de matelas PRODIGY. Si une fuite se produit, localisez-la et nettoyez la surface qui l'entoure. Laissez la surface sécher. Enlevez la protection de la pastille fournie et centrez cette dernière sur le trou. Appuyez fermement jusqu'à l'obtention d'un bon scellement. Ce produit est maintenant prêt à être utilisé. Suivez les directives d'ajustement qui précèdent.

Tous les retours exigent une autorisation de CROWN THERAPEUTICS, Inc. et sont assujettis à des frais de remise en stock.

Il sistema di materasso **PRODIGY** è un prodotto regolabile e munito di suddivisioni che permettono di modificare il sistema al fine di adattarlo ai bisogni individuali. L'obiettivo è quello di "immergere" l'utente nel sistema di materasso di approssimativamente 1 pollice e mezzo dalla base.

PRODIGY

Ricoprimento del materasso

1. Girare la valvola del cuscino in senso antiorario per aprire.
2. Collocare la pompa a mano sopra la valvola e gonfiare finché la sezione del cuscino si incurverà leggermente.
3. Rimuovere il tubo della pompa dalla valvola e girare la valvola in senso orario per chiudere. Ripetere i procedimenti per ciascuna sezione del materasso.
4. Agganciare l'una all'altra le sezioni del materasso.
5. Collocare la persona sul materasso, preferibilmente su una posizione laterale.
6. Continuando con una sezione alla volta, e iniziando dalla sezione intermedia, collocare la mano tra il **PRODIGY** e la protuberanza ossea del corpo che penetra più profondamente.
7. Con la mano in posizione, girare lentamente la valvola in senso antiorario e lasciar fuoriuscire un po' di aria per immergere la persona nel sistema di materasso. Quando sarà possibile toccare la base del materasso con le punte delle dita (approssimativamente 4 cm) tra la protuberanza ossea del corpo che penetra più profondamente e la base del materasso, stringere il gambo della valvola e girare la valvola in senso orario per chiudere. Ripetere il procedimento per le sezioni rimanenti.

Per pulire: È possibile usare sapone ed acqua tiepida per pulire il materasso **PRODIGY**. Sciacquare accuratamente e lasciar asciugare (accertarsi che le valvole siano chiuse prima di immergere in acqua). Non usare varecchina quando si effettua la pulizia del prodotto.

Riparazioni: Due toppe adesive a pressione sono state allegate al sistema di materasso **PRODIGY**. Se si verifica una perdita, individuare la perdita e pulire l'area circostante. Lasciare asciugare la superficie. Rimuovere il rivestimento posteriore della toppa fornita e, centrandola, collocarla sul foro. Premere la toppa saldamente finché sarà ben sigillata. Questo prodotto è ora pronto per l'uso. Seguire le istruzioni per la regolazione sopra indicate.

Tutte le restituzioni richiedono l'autorizzazione anticipata da parte della **CROWN THERAPEUTICS, Inc.** e sono soggette ad un addebito di rifornimento.

El sistema de colchón PRODIGY es un producto ajustable, de zona, que le ofrece capacidad para ajustar el sistema de modo que satisfaga sus necesidades individuales. El objetivo es "sumergir" al usuario en el sistema del colchón a aproximadamente 4 cm (1 1/2") de la base.

PRODIGY **Colchoneta** **de forro para** **el colchón**

1. Para abrirla, haga girar la válvula en sentido contrario al de las manecillas del reloj.
2. Coloque la bomba de mano sobre la válvula e infle hasta que la sección se arquee ligeramente.
3. Retire la manguera de la bomba de la válvula y hágala girar en el sentido de las manecillas del reloj para cerrarla. Repita estas operaciones para todas las demás secciones del colchón.
4. Una a tope las secciones del colchón.
5. Coloque a la persona sobre el colchón, de preferencia en posición de costado.
6. De sección en sección, a partir de la media, ponga su mano entre el PRODIGY y la protuberancia ósea más profunda de la persona.
7. Con su mano en su lugar, haga girar lentamente la válvula en sentido contrario al de las manecillas del reloj para soltar un poco de aire y sumergir a la persona en el sistema del colchón. Cuando sienta la base del colchón con las yemas de los dedos (aproximadamente 4 cm o 1 1/2") entre la protuberancia ósea más profunda de la persona y la base del colchón, oprima el vástago de la válvula y haga girar esta última en el sentido de las manecillas del reloj para cerrarla. Repita la operación para las otras secciones.

Limpieza: Se podrán usar jabón y agua caliente para limpiar el colchón PRODIGY. Enjuague a fondo y deje que se seque. (Asegúrese de que las válvulas estén cerradas antes de sumergirlas en agua). No use lejía para limpiar el producto.

Reparaciones: Se incluyen dos parches adhesivos de presión con el sistema del colchón PRODIGY. Si se produce alguna fuga, localícela y limpie la zona circundante. Deje que se seque la superficie. Retire el respaldo del parche proporcionado y céntrelo sobre el orificio. Oprima firmemente hasta lograr un buen sello. Este producto estará ya listo para utilizarse. Sigas las instrucciones de ajuste anteriores.

Todas las devoluciones requieren autorización de CROWN THERAPEUTICS, Inc., y están sujetas a cargos por reabastecimiento.

PRODIGY

Das PRODIGY Matratzensystem ist ein justierbares, Produkt aus verschiedenen Abschnitten, das Einstellung des Systems je nach individuellem Bedarf gestattet. Das Ziel ist, den Benutzer in das Matratzensystem etwa 4 cm von der Basis "einzutauchen".

Matratzenabdeckung

1. Das Ventil gegen den Uhrzeigersinn drehen und es so öffnen.
2. Eine Handpumpe an das Ventil plazieren und aufpumpen, bis sich der Bereich leicht ausbeult.
3. Die Pumpe vom Ventil nehmen und es im Uhrzeigersinn drehen und so schließen.
Diese Schritte für jeden Abschnitt der Matratze wiederholen.
4. Die Matratzenabschnitte zusammenschnappen.
5. Den Benutzer in seitlicher Lage auf die Matratze legen.
6. In der Mitte beginnen und einen Abschnitt nach dem anderen bearbeiten: Die Hand zwischen PRODIGY und den tiefsten knöchigen Vorsprung des Benutzers schieben.
7. Die eine Hand bleibt auf dem Benutzer. Mit der anderen das Ventil gegen den Uhrzeiger drehen und etwas Luft ablassen und dabei den Benutzer in das Matratzensystem eintauchen. Wenn die Basis der Matratze mit den Fingerspitzen zwischen dem Knochenvorsprung und der Matratze fühlbar wird (etwa 4 cm tief), das Ventil im Uhrzeigersinn drehen und schließen. Für die restlichen Abschnitte wiederholen.

Reinigung: Die PRODIGY Matratze mit warmem Seifenwasser säubern. Gut nachspülen und trocknen lassen. (Die Ventile müssen geschlossen sein, bevor die Matratzenabschnitte ins Wasser eingetaucht werden.) Kein Bleichmittel verwenden.

Reparatur: Zwei mit Druck aufklebbare Flecken werden mit PRODIGY Matratzensystem geliefert. Wenn ein Leck auftritt, den umgebenden Bereich säubern. Die Oberfläche trocknen lassen. Die Schutzlage vom Klebeflecken abpellen und diesen über das Loch legen. Fest aufdrücken, bis er festklebt. Dann kann die Matratze wieder benutzt werden. Obige Anleitungen befolgen.

Alle Rücksendungen müssen von CROWN THERAPEUTICS, Inc. genehmigt werden. Eine Bearbeitungsgebühr wird erhoben.

PRODIGY

Bovenmatras

Het PRODIGY Mattress System is een afstelbaar, gecompartmenteerd product dat de mogelijkheid biedt om het systeem aan uw individuele behoeften aan te passen. Het is de bedoeling om de gebruiker in het matrassysteem te laten "zakken", ongeveer 4 cm van de basis.

1. Draai het ventiel open, tegen de wijzers van de klok in.
2. Zet de handpomp op het ventiel; oppompen tot gedeelte enigszins bol staat.
3. Verwijder de pompslang van het ventiel en draai dit dicht met de wijzers van de klok mee.
Herhaal deze stappen voor ieder matrasgedeelte.
4. Knip de matrasgedeeltes aan elkaar vast.
5. Plaats de persoon op het matras, bij voorkeur op de zij liggend.
6. Plaats uw hand tussen het PRODIGY matras en het laagst uitstekende botgedeelte van de persoon; begin bij het middelste gedeelte en ga deel voor deel verder.
7. Houd uw hand op zijn plaats en draai langzaam het ventiel tegen de wijzers van de klok in om wat lucht te laten ontsnappen en de persoon weg te laten zakken in het matrassysteem. Wanneer u de basis van het matras voelt met de toppen van uw vingers (ongeveer 4 cm) tussen het laagst uitstekende botgedeelte van de persoon en de basis van het matras, knijp dan het ventielbuisje samen en draai het ventiel met de wijzers van de klok mee dicht. Herhaal dit voor de overige gedeeltes.

Reiniging: u kunt het PRODIGY matras met warm zeepsop schoonmaken. Goed uitspoelen en laten drogen. (Zorg ervoor dat de ventielen dicht zitten voordat u het in water onderdompelt.) Gebruik geen bleekmiddel voor het reinigen van dit product.

Reparatie: er zijn twee zelfklevende plakkers ingesloten bij het PRODIGY Mattress System. Als er een lek is, zoek het dan op en reinig het gedeelte eromheen. Laat het oppervlak drogen. Trek de plakstrook van de ingesloten plakker en plaats de plakker midden over het gat. Stevig aandrukken tot de plakker goed vastzit. Dit product is nu klaar voor gebruik. Volg de instructies hierboven voor het afstellen.

Voor de teruggave van producten is altijd toestemming van CROWN THERAPEUTICS, Inc. vereist en er worden herbevoorradingkosten voor in rekening gebracht.

PRODIGY Madress Överdrae

PRODIGY-madrasssystemet är en justerbar, zonindelad produkt som låter dig justera systemet efter dina personliga behov. Målet är att "sänka" ned användaren i madrasssystemet ca 1,5 tum från underlaget.

1. Vrid ventilen moturs för att öppna den.
2. Sätt handpumpen på ventilen och pumpa upp madrassen tills sektionen buktar sig något.
3. Avlägsna pumpslangen från ventilen och vrid den medurs för att stänga den. Upprepa förfarandet för varje madrassektion.
4. Snäpp ihop madrassektionerna.
5. Lägg personen på madrassen; helst så att han/hon ligger på sidan.
6. Flytta din hand från segment till segment med början från mittsektionen och stick in den mellan PRODIGY och personens mest utskjutande bendel.
7. Medan du håller kvar handen på plats, skall du långsamt vrida ventilen moturs för att släppa ut litet luft så att personen sjunker ned i madrassen. När du känner med fingerspetsarna att avståndet mellan personens mest utskjutande bendel och underlaget är ca 1,5 tum eller 4 cm skall du knipa ihop ventilskaftet och vrida ventilen medurs för att stänga den. Upprepa förfarandet för varje sektion.

Rengöring: Du kan använda tvål och varmt vatten för att rengöra PRODIGY-madrassen. Skölj den ordentligt och låt den torka. (Se till att ventilerna är stängda innan du doppar ned madrassen i vatten). Använd aldrig blekmedel för rengöring.

Reparation: Två lappar som kan limmas på enheten medföljer PRODIGY-madrassen. Om läckage uppstår skall du först lokalisera läckan och sedan rengöra området runt hålet. Låt tytan torka. Skala av skyddsmaterialet från lappens baksida och centrera den över hålet. Tryck på den ordentligt så att den sitter tätt. Du kan nu använda produkten. Följ ovanstående justeringsanvisningar.

Alla returnerade produkter måste först auktoriseras av CROWN THERAPEUTICS, Inc. och du måste betala en returavgift.

PRODIGY-patjajärjestelmä on säädettävä, vyöhykkeisiin jaettu tuote, joka voidaan asentaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tarkoituksena on, että käyttäjä painuu patjajärjestelmään noin 4 cm sen pohjasta.

PRODIGY Patjan Pehmikepäällys

1. Avaa venttiili kääntämällä sitä vastapäivään .
2. Pumpkaa käsipumpulla ilmaa venttiiliin kunnes patjanosa hienoisesti kaareutuu.
3. Posta pumppu venttiilistä ja sulje venttiili kääntämällä sitä myötäpäivään.

Toista yllä olevat vaiheet jokaiselle patjanosalle.

4. Kiinnitä patjanosat yhteen.
5. Aseta henkilö patjalle, mieluiten makaamaan kyljelleen.
6. Säädä patjanosat yksi kerrallaan aloittaen keskiosasta. Työnnä kätesi PRODIGYn ja henkilön syvimmälle painuneen luisen kehonosan väliin.
7. Kätesi näin paikallaan, käännä valvetta hitaasti vastapäivään päästääksesi ilmaa ulos ja painuttaaksesi henkilö syvemmälle patjaan. Sillä hetkellä kun tunnet sormillasi, että patjan pohjan ja henkilön syvimmälle painuneen luisen kehonosan väliin jään noin 4 cm, purista venttiiliin vartta ja sulje venttiili kääntämällä sitä myötäpäivään. Toista menettely muille patjanosille.

Puhdistus: PRODIGY-patja voidaan puhdistaa lämpimällä vedellä ja saippualla. Huuhtelee huolella ja anna kuivua.

(Varmista, että venttiilit on suljettu ennen kuin upotat patjan veteen.) Älä käytä valkaisuaineita puhdistuksessa.

Korjaus: PRODIGY-patjajärjestelmän mukana tulee kolme itsekiinnittyvää paikkaa. Kun vuoto esiintyy, paikallista se ja puhdista sitä ympäröivä alue. Anna pinnan kuivua. Irrota paikan tarraosa ja aseta paikka reiän päälle. Paina paikkaa kunnes se on lujasti kiinni. Tuote on jälleen valmis käyttöösi. Noudata yllä olevia säätöohjeita.

Kaikki palautukset vaativat CROWN THERAPEUTICS -yhtiöltä etukäteisvaltuutusta ja ne ovat alttiita uudelleenvarastointimaksulle.

PRODIGY Madrassystemet er et produkt, hvor flere sektioner kan indstilles, og som giver dig evnen til at indstille systemet til at stemme med dine individuelle krav. Målet er at "nedsænke" brugeren i madrassystemet til omtrent 4 cm fra bunden.

PRODIGY **Madrasdæke**

1. Drej ventilen med klokken for at åbne den.
2. Placer håndpumpen over ventilen, og pump sektionen op, indtil den buger noget i vejret.
3. Fjern pumpe slang fra ventilen, og drej ventilen mod klokken for at lukke den. Gentag trinene for hver madrassektion.
4. Brug tryklåsene til at sætte madrassektionerne sammen.
5. Placer personen på madrassen, helst liggende på siden.
6. Tag en sektion ad gangen, begyndende med midtersektionen, og læg en hånd mellem **PRODIGY** og personens dybeste knoglefremspring.
7. Med hånden på plads, drej langsomt ventilen mod klokken, så luft undslipper, og personen sænkes ned i madrassystemet. Når du kan føle med dine fingerspidser, at afstanden er omtrent 4 cm mellem personens dybeste knoglefremspring og bunden af madrassen, tryk ventilhalsen sammen, og drej ventilen med klokken for at lukke den. Gentag dette med hensyn til de andre sektioner.

Rensning: Sæbe og varmt vand kan bruges til at rense **PRODIGY** Madrassen. Skyl omhyggeligt, og lad den tørre. (Vær sikker på, at ventilerne er lukket, før madrassen sænkes ned i vand.) Brug ikke et blegemiddel, når du renser dette produkt.

Reparation: To lapper, der er klæbrige og kan presses på, er inkluderet med **PRODIGY** Madrassystemet. Hvis der er et hul, find hullet og rens området rundt om. Lad overfladen tørre. Træk bagbeklædningen af lappen, og sæt den lige over hullet. Tryk hårdt til, indtil en god forsegling er opnået. Produktet er nu parat til at blive brugt. Følg indstillingsinstruktionerne ovenfor.

Alle returer må først godkendes af **CROWN THERAPEUTICS, Inc.** og vil resultere i opkrævning af et varelagergebyr.

PRODIGY

Camada de forro do colchão

O sistema de Colchão **PRODIGY** é um produto ajustável e seccionado que oferece a capacidade de ajustar o sistema para adaptá-lo às suas necessidades individuais. O objetivo é de "imersão" o usuário no sistema de colchão a aproximadamente 1-1/2 pol. da base.

1. Gire a válvula no sentido anti-horário para abrir.
2. Coloque a bomba manual sobre a válvula e infle até que a seção fique ligeiramente arqueada.
3. Remova a mangueira da bomba da válvula e gire no sentido horário para fechar.

Repita os passos para cada seção do colchão.

4. Faça a conexão das seções do colchão.

5. Coloque o indivíduo sobre o colchão, de preferência deitado de lado.

6. Procedendo com uma seção de cada vez, começando pela seção do meio, coloque a sua mão entre o **PRODIGY** e a parte óssea mais proeminente do indivíduo.

7. Com sua mão no lugar, gire a válvula vagarosamente no sentido anti-horário para liberar um pouco do ar e imergir o indivíduo no sistema de colchão. Quando você puder sentir a base do colchão com as pontas dos dedos (aprox. 1-1/2 pol ou 4 cm) entre a proeminência óssea mais profunda do indivíduo e a base do colchão, aperte a haste da válvula e gire-a no sentido horário para fechá-la. Repita para as outras seções.

Limpeza: Pode-se usar água morna e sabão para limpar o Sistema de Colchão **PRODIGY**. Enxágüe completamente e deixe secar.

(Assegure-se de que as válvulas estejam fechadas antes de imergir em água). Não use água sanitária para limpar este produto.

Reparos: Duas tiras de adesivos de pressão estão incluídas com o Sistema de Colchão **PRODIGY**. Em caso de vazamento, localize o vazamento e limpe a área ao redor. Deixe a superfície secar. Remova a cobertura da tira adesiva fornecida e coloque no centro do furo. Pressione firmemente até que um bom vedamento seja obtido. Este produto agora está pronto para ser usado. Siga as instruções de ajuste descritas acima.

Todas as devoluções requerem a autorização da **CROWN THERAPEUTICS, Inc.** e estão sujeitas a uma taxa de reestocagem

Κάλυμμα Στρώματος Prodigy

Το Σύστημα Στρώματος PRODIGY είναι ένα ρυθμιζόμενο, διαζωνισμένο προϊόν που σας παρέχει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε το σύστημα ανάλογα με τις ατομικές σας ανάγκες. Στόχος είναι το «βύθισμα» του χρήστη μέσα στο σύστημα στρώματος κατά 1,5 ίντσα περίπου από τη βάση.

1. Γυρίστε τη βαλβίδα αριστερόστροφα για να ανοίξει.
 2. Τοποθετήστε τη χειραντλία πάνω από τη βαλβίδα και φουσκώστε ώσπου το τμήμα αρχίσει να σχηματίζει καμάρα.
 3. Αφαιρέστε τη μόνικα της αντλίας, και γυρίστε δεξιόστροφα για να την κλείσετε.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε τμήμα του στρώματος.
4. Κουμπώστε αναμεταξύ τους τα τμήματα του στρώματος.
 5. Τοποθετήστε το άτομο στο στρώμα, κατά προτίμηση στο πλευρό του.
 6. Προχωρώντας κατά ένα τμήμα κάθε φορά, ξεκινώντας από το μεσαίο τμήμα, τοποθετήστε το χέρι σας ανάμεσα στο Prodigy και στην οστέινη προεξοχή του ατόμου που διεισδύει βαθύτερα.
 7. Με το χέρι σας στη σωστή θέση, γυρίστε σιγά σιγά τη βαλβίδα αριστερόστροφα για να απελευθερώσετε λίγο αέρα ώστε να βυθιστεί το άτομο στο μαξιλάρι.

Στο σύστημα στρώματος, όταν νιώθετε τη βάση του στρώματος με τις άκρες των δαχτύλων σας (περίπου 1,5 ίντσα ή 4 εκ.) ανάμεσα στη βάση του στρώματος και στην οστέινη προεξοχή του ατόμου που διεισδύει βαθύτερα, συμπιέστε το στέλεχος της βαλβίδας και γυρίστε τη βαλβίδα δεξιόστροφα για να κλείσει. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τα υπόλοιπα τμήματα.

Καθαρισμός: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε ζεστό σαπουνόνερο για να καθαρίζετε το Στρώμα PRODIGY. Ξεπλύντε καλά και αφήστε το να στεγνώσει. (Φροντίστε οι βαλβίδες να είναι κλειστές πριν το βυθίσετε στο νερό.) Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη όταν καθαρίζετε το προϊόν.

Επισκευή: Δύο πιεζόμενα αυτοκόλλητα περιλαμβάνονται στο Σύστημα Στρώματος PRODIGY. Εάν σημειωθεί διαρροή, εντοπίστε τη διαρροή και καθαρίστε τη γύρω περιοχή. Αφαιρέστε το ενισχυτικό φύλλο του αυτοκόλλητου κεντράροντας το πάνω από την σπή. Πιέστε σταθερά το αυτοκόλλητο μέχρι να σφραγίσει καλά. Το προϊόν είναι τώρα έτοιμο για χρήση. Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες προσαρμογής.

Όλα τα επιστρεφόμενα προϊόντα χρειάζονται έγκριση από την CROWN THERAPEUTICS, Inc. και υπόκεινται σε τέλη επαναποθήκευσης.

Prodigy Madrassystem er et tilpasningsdyktig, regulert produkt som gir deg muligheten til å justere systemet til å passe med dine individuelle behov. Målet er å senke brukeren ned i madrasssystemet omtrent 1 1/2" fra basen.

PRODIGY Madrass overlag

1. Skru ventilen mot sola for å åpne.
2. Plasser håndpumpen over ventilen og blås opp til seksjonen buer seg lett.
3. Fjern pumpe slangene fra ventilen og skru med sola for å lukke.
Gjenta skritt for hver madrassseksjon.
4. Fest madrassseksjoner sammen.
5. Plasser individet på madrassen, helst i en sidestilling.
6. Ved å fokusere på en seksjon om gangen fra midtseksjonen, plasser hånden din mellom Prodigy og individets mest utstikkende ben.
7. Med hånden din riktig plassert, skru ventilen sakte mot sola for å slippe ut litt luft og senke individet ned i madrasssystemet. Når du kan kjenne madrassbasen med fingertuppene dine (omtrent 1 1/2" eller 4 cm) mellom individets mest utstikkende ben og madrassbasen, klem ventilstangen og skru ventilen med sola for å lukke. Gjenta for de andre seksjonene.

Rengjøring: Såpe og varmt vann kan brukes for å rengjøre Prodigy madrassen. Skyll nøye og la tørke. (Sjekk at ventiler er lukket før madrassen senkes i vann.) Ikke bruk blekningsmiddel når dette produktet rengjøres.

Reparasjon: To trykkslapper som er selvklebende er inkludert med Prodigy madrasssystem. Hvis lekkasje oppstår, finn kilden for lekkasjen og vask området rundt lekkasjen. La overflaten tørke. Fjern baksiden av lappen som kommer med systemet og fest midt over hullet. Trykk godt ned til lappen er seglet. Dette produktet er nå klart for bruk. Følg tilpasningsinstrukter overfor.

Alle returer krever autorisasjon fra Crown Therapeutics, Inc., og kan inkludere et tillegg for varefornying.

The PRODIGY™

Mattress System.

The first non-powered

overlay which

offers protection,

comfort and flexibility

beyond all others

in its class.

European Union Authorized Representative
(MDD 93/42/EEC)

Medical Device Safety Service
Burckhardstr.1
D-30163 Hannover
Germany

Single patient use
6-month limited warranty
Patent pending

Proof of purchase required
with warranty return



CROWN[®]
THERAPEUTICS, INC.

100 N. Florida Ave. • Belleville, IL 62221 U.S.A.
800.851.3449 • 618.277.9173 • Fax 618.277.9561

www.crownthera.com