

drive™

shower stool

banco para ducha

banc de douche

item #s:

RTL12004KD

12004KDRB-1


12004KDRT-1



EU Authorized Representative
Drive Medical LTD
Atinley's Industrial Estate
Elland, West Yorkshire,
United Kingdom HX5 9JP

drive™

assembly instructions



1. Remove contents from box.
2. Place seat upside down on a flat surface so holes are showing.
3. Align leg section A (the leg section that has the concave area on the underside) with the holes in seat. Place and tighten the two handscrews in the outer holes, making sure to put on a metal washer. Do not affix the middle handscrew.
4. Align leg section B (the leg section that has the concave area on the top side) with the holes in the seat. Place and tighten the two outer holes using the handscrews and washers.
5. Place the middle handscrew and tighten through the two legs.

NOTE: Periodically check the handscrews to make sure they remain tight as loosening may occur.



Weight capacity: 300 lbs (136 Kg)

lifetime limited warranty

Your Drive branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.


This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

The logo for Drive, featuring the word "drive" in a bold, blue, lowercase sans-serif font. A small yellow square is positioned above the letter 'i'. A trademark symbol (TM) is located at the top right of the logo.

instrucciones de ensambla



1. Saque el contenido de la caja.
2. Coloque el asiento boca abajo sobre una superficie plana, de tal forma que se muestren los agujeros.
3. Alinee la sección A de las patas (la sección de las patas que tiene el área cóncava del lado inferior) con los agujeros en el asiento. Coloque y apriete los dos tornillos de mano en los agujeros externos. Asegúrese de colocar una arandela de metal. No fije el tornillo de mano de en medio.
4. Alinee la sección B de las patas (la sección de las patas que tiene el área cóncava del lado superior) con los agujeros en el asiento. Coloque y apriete los dos agujeros externos usando los tornillos de mano y las arandelas.
5. Coloque el tornillo de mano de en medio y apriete a través de las dos patas.

NOTA: Revise periódicamente los tornillos de mano para asegurarse de que sigan apretados ya que éstos se pueden aflojar.



Capacidad: 300 lbs (136 Kg) de peso

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.


Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.

drive[™]

instructions d'assemblée



1. Retirez le contenu de la boîte.
2. Renversez le siège sur une surface plane de façon à avoir accès aux trous.
3. Alignez la patte A (la patte à partie concave en dessous) avec les trous du siège. Insérez les deux vis à main dans les trous extérieurs et serrez. Assurez-vous d'y insérer la rondelle de métal. Ne posez pas la vis à main du centre.
4. Alignez la patte B (la patte à partie concave sur le dessus) avec les trous du siège. Insérez les vis à main et les rondelles dans les deux trous extérieurs et serrez.
5. Insérez la vis à main du centre à travers les deux pattes et serrez.

REMARQUE : Vérifiez périodiquement les vis à main pour vous assurez qu'elles demeurent serrées ; elles peuvent parfois se desserrer.



Capacité de poids de 300 lbs (136 Kg)

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre pour la vie du produit pour l'acheteur de consommateur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.

The logo for Drive, featuring the word "drive" in a bold, blue, lowercase sans-serif font. A small yellow square is positioned above the letter "i". A trademark symbol (TM) is located at the top right of the logo.