

Care and Application

for Compression Stockings and Pantyhose



Freedom in Motion™

Thank You!

Thank you for choosing Juzo® compression stockings. Manufactured with care and detail, Juzo® has been an international leader in providing high quality medical compression garments since 1912. Most Juzo® stockings feature high quality Lycra® covered with specially selected textile fibers. These advanced knitting techniques and superior raw materials enable Juzo® to provide garments that offer optimal wearing comfort, air permeability, and largely resistance to sun, ointments, lotions and perspiration.

Care and Maintenance

To maintain your Juzo® stockings, we recommend the following:

- Hand or machine wash warm daily to maximize therapeutic effectiveness and prolong the life of your Juzo® garment.
- When machine washing and drying, use the lowest permanent press settings. A garment bag is strongly recommended and available in the *Juzo® Compression Therapy Care accessory package*.
- Wash dark colors separately from other clothing.
- Use Juzo® washing detergent or another mild soap.
- DO NOT USE: bleach, chlorine, fabric softeners, or other laundry additives. These may damage your garment.
- Please refer to the washing symbols on the label sewn into your Juzo stocking.
- Store your stockings in a dry place at room temperature.

Return Policy

Should it become necessary to return your garment for evaluation, for hygienic reasons Juzo® requires that the garment be laundered prior to returning to the original place of purchase.

Fabric

Details are provided on label sewn inside your compression stocking.

Instructions for Use

It is recommended that you consult with your medical professional and fitter for proper guidelines on the use and application of this product. As therapy progresses or new symptoms develop, it may be necessary to take new measurements for a new compression stocking.

It is also recommended that you put your compression stockings on first thing in the morning every day. Rough fingernails, jagged rings etc. can damage fabric; use a Juzo latex free donning glove to protect garment.

Indications

Primary & secondary varices, pregnancy varices and or edema, venous & chronic venous insufficiency, post superficial thrombophlebitis, prophylaxis of thrombosis & the post-thrombotic conditions, post-thrombotic syndrome, postoperative & post-traumatic edema, lymphatic edema & lipedema, elephantiasis, angiodysplasia, pre & post vein procedure, arthrogenous congestive syndrome, paresis & partial paresis of extremities, prophylaxis of venous disorders, heavy & fatigued legs, atrophy blanche, dermatosclerosis, post ulcer, severe tendency to edema & treatment of burn scars.

Contraindications*

Absolute: peripheral arterial disease, decompensated heart diseases, septic phlebitis, phlegmasia coerulea dolens.








Relative: concomitant dermatoses, intolerance to compression stocking fabric, sensory disturbance of the limb, advanced peripheral neuropathy, primary chronic arthritis.

Cautions

No side effects are currently known. However if a negative result should occur (i.e. skin irritations) from the use of our product, please consult with a medical professional. The manufacturer is not liable for damage / injuries which have been caused by improper handling or misuse.

Julius Zorn Inc assumes no liability as a result of any contraindicated use of this product.

*Contraindications according to the German Phlebology Society.



Useful tips to help with your compression stocking:

For knee-highs, thigh-highs and pantyhose:

- 1 Turn the upper half of the stocking inside out to the heel by gently sliding the stocking down over the foot portion.
- 2 Slip your foot into the foot portion.
- 3 Gently ease the remaining part of the stocking over the heel.
- 4 Use the palms of your hands to massage the stocking upwards towards the knee. *NOTE: Never pull at the upper edge of the stocking.*
- 5 Follow the same procedure for the opposite leg, taking care that the stitch rows always run vertically.
- 6 **For thigh-highs and pantyhose**, position both stockings, as described above, until just below the knee
- 7 Gently ease the stocking onto the thigh. Work the stocking upwards into place using the palms of your hands until the stocking reaches the groin area.
NOTE: If putting on a thigh-high stocking with silicone border, never pull the stocking up from the silicone border.
- 8 **For pantyhose**, ease the body part of the panty hose to your waist. The seams should run vertically up the front of the garment.

Always use Juzo latex free donning gloves when applying compression garments.

Para protección de su prenda y para mayor facilidad de aplicación, recomendamos lo siguiente:

Para medias hasta la rodilla, los muslos y pantimedias:

Siempre utilizar guantes de caucho cuando se apliquen prendas de compresión.

1. Dar vuelta al revés la mitad superior de la media hasta al talón, deslizando suavemente la media hacia abajo sobre la parte del pie.
2. Deslizar su pie en la parte del pie.
3. Facilitar suavemente la parte restante de la media sobre el talón.
4. Utilizar las palmas de su mano para masajear la media hacia arriba, hacia la rodilla. Nota: Nunca tirar del borde superior de la media.
5. Seguir el mismo procedimiento para la pierna opuesta, cuidando que las costuras siempre corran verticalmente.

Para medias hasta los muslos y pantimedias:

6. Colocar ambas medias, tal como se describió arriba, justo hasta debajo de la rodilla.
7. Facilitar suavemente la media hasta el muslo. Mover la media hacia arriba en su lugar utilizando las palmas de sus manos que la media llegue a la zona de la ingle. Nota: Si se está poniendo una media hasta el muslo con borde de silicona, nunca tire de la

Para pantimedias:

8. Facilite la parte del cuerpo de la pantimedia hasta su cintura. Las costuras deben correr verticalmente hacia arriba al frente de la prenda.

Para todas las medias y pantimedias, la tela debe verse tejida más densamente en el tobillo y gradualmente volerse menos densa a medida que la sube por la pierna. Esto es normal debido a las propiedades elásticas de la prenda.

Al seguir estos pasos, su media de compresión Juzo® debe ofrecer un entalle excepcional. Para medias hasta los muslos recomendamos utilizar uno de los siguientes:

- Cinturón portaligas Juzo®
- Loción adhesiva "roll-on" Juzo®

Gracias!

Gracias por elegir medias de la compresión de Juzo. Fabricado con cuidado y el detalle, Juzo ha sido un líder internacional en el abastecimiento de la ropa médica de la compresión de la alta calidad desde 1912. Las prendas Juzo® presentan Lycra® de alta calidad cubierta con fibras textiles especialmente seleccionadas. Dichas técnicas avanzadas de tejido y materiales brutos superiores permiten que Juzo® proporcione prendas que ofrecen un confort óptimo al usarse, permeabilidad de aire y resistencia al sol, ungüentos, lociones y transpiración.

Cuidado y mantenimiento

Para mantener su media del juzo®, recomendamos lo siguiente:

- Lavar a mano o a máquina diariamente para maximizar la eficacia terapéutica y prolongar la vida de su prenda Juzo®.
- Cuando se lave y seque a máquina, utilizar el control de secado más bajo. Se recomienda altamente una bolsa de prendas, disponible en el paquete de accesorios Juzo® Compression Therapy Care.
- Lavar los colores oscuros separados de la demás ropa.
- Utilizar detergente de lavado Juzo® u otro jabón suave.
- NO UTILIZAR: blanqueador, cloro, suavizantes para telas u otros aditivos para lavar ropa. Estos pueden dañar su prenda.
- Refiera por favor a los símbolos que se lavan en la etiqueta cosida en sus medias de Juzo®.
- Almacene sus medias en un lugar seco en la temperatura ambiente.

Póliza de devolución

Si fuera necesario devolver su prenda para evaluación, por razones higiénicas, Juzo® exige que la prenda sea correctamente lavada antes de devolverla a su lugar de compra original.

Tela

Los detalles se proporcionan en la etiqueta cosida dentro de su manga del brazo de la compresión.

Pour protéger votre vêtement et en faciliter l'usage, nous vous recommandons de:

Bas au genou ou a la cuisse et collants

Toujours vous servir de gants de caoutchouc pour enfiler les bas.

1. Retourner la moitié supérieure du bas à l'envers jusqu'au talon en la faisant glisser le long du pied.
2. Glisser votre pied dans la partie inférieure du bas.
3. Remonter doucement le reste du bas au-dessus du talon.
4. Avec la paume de la main, remonter le bas jusqu'au genou en pratiquant un mouvement de massage. N.B.-Ne jamais tirer le bas par sa bordure.
5. Procéder de la même manière avec l'autre jambe en vous assurant que les coutures soient verticales.

Bas a la cuisse et collants:

6. Enfiler les bas tel qu'indiqué ci-haut jusqu'à la hauteur du genou.
7. Monter doucement le bas en recouvrant la cuisse. Remonter le bas en vous aidant de la paume de la main jusqu'à ce que la bas atteigne l'aîne. N.B.-s'il s'agit d'un bas à bordure de silicone, ne jamais le remonter par sa bordure

Collants:

8. Remonter la partie supérieure des collants jusqu'à la taille. Les coutures devraient être verticales sur le devant du bas.

Pour tous les modèles de bas et de collants, le tricot devrait être plus dense à la cheville et graduellement moins serré en approchant le haut de la jambe. Ceci est normal et dû aux propriétés élastiques du bas.

En suivant ces recommandations, vos bas de compression Juzo® devraient vous apporter un ajustement exceptionnel. Dans les cas de bas à la cuisse, nous recommandons d'utiliser:

- Le porte-jarretelles Juzo®
- La lotion adhésive à bille de Juzo®

Merci!

Merci de choisir des bas de compression de Juzo®. Construit avec le soin et le détail, Juzo a été un chef international en fournissant les vêtements médicaux de compression de qualité depuis 1912. Les bas Juzo® sont confectionnés à partir de Lycra® de haute qualité recouvert de fibres textiles spécialement sélectionnées.

Ces techniques avancées de confection, jumelées à des matériaux de base de la meilleure qualité permettent à Juzo® de proposer des produits qui offrent un confort optimal, permettent la circulation d'air et résistent au soleil, aux onguents, aux huiles et à la transpiration.

Soin et entretien :

Pour vous maintenir bas de Juzo®, nous vous recommandons de :

- Laver vos bas Juzo® à la main ou à la machine tous les jours afin de maximiser leur efficacité thérapeutique et prolonger leur durée de vie.
- Pour le lavage et le séchage à la machine, utiliser le cycle pour tissus infroissables.
- Le sac pour bas est fortement recommandé et est disponible dans l'emballage de produits de soin de thérapie de compression.
- Laver les couleurs foncées séparément.
- Laver avec le détergent spécial de Juzo® ou un détersif doux.
- Ne pas utiliser de javellisant, chlore, assouplisseur ni autre additif pour le lavage. Ceux-ci pourraient endommager votre bas.
- Veuillez se référer aux symboles de lavage sur l'étiquette cousue dans vos bas de Juzo®.
- Stockez vos bas dans un endroit sec à la température ambiante.

Politique de retour

S'il s'avère nécessaire de retourner vos bas pour une inspection, Juzo® vous demande, pour des raisons hygiéniques, de bien les laver avant de les retourner à votre détaillant.

Tissu

Des détails sont fournis sur l'étiquette cousue à l'intérieur de votre douille de bras de compression.



Accessories

Juzo® Detergent

For laundering compression garments and other fine knits.

Accesorios

Detergente Juzo®

Para el lavado de todos los productos de compresión y otros textiles delicados.

Accessoires

Détergent Juzo®

Pour l'entretien de vos vêtements de compression et autres vêtements délicats.



Juzo® Slippie Gator

Juzo® Slippie Gator was designed to be a lightweight, easy to use, donning and doffing device for both open and closed toe compression stockings/socks. When used with the Juzo® Easy Pad, the Slippie Gator provides nearly hands-free donning and doffing, minimizing bending at the waist.

Juzo® Slippie Gator

para ser un ligero, fácil de utilizar, poniendo y doffing el dispositivo para ambas compresión abierta y cerrada stockings/socks del dedo del pie. Cuando está utilizado con el conín fácil de Juzo, el Slippie Gator proporciona poner y doffing casi sin manos, reduciendo al mínimo la flexión en la cintura.

Juzo® Slippie Gator

Slippie Gator de Juzo a été conçu pour être un léger, facile à employer, mettant et ôtant le dispositif pour les deux compression ouverte et fermée stockings/socks d'orteil. Une fois utilisé avec la garniture facile de Juzo, le Slippie Gator fournit mettre et ôter presque mains libres, réduisant au minimum le recourbement à la taille. ”



Juzo® Adhesive Lotion

Special roll-on lotion to keep your garment in place. Use as an alternative to other forms of attachments.

Loción adhesiva Juzo®

Loción especial con aplicador de roillo, ayuda a mantener las medias en su posición correcta. Utilízela como una alternativa a otros métodos de sujeción.

Lotion adhésive Juzo®

Lotion "Roll-on" spéciale. Aide à bien maintenir vos bas de compression en place. A utiliser comme alternative à d'autres moyens de fixation.



Juzo® Latex Free Gloves

Provide excellent protection against rings and fingernails, and help you to correctly position your garment.

Sin Latex Guantes

Los guantes ofrecen una protección excelente contra los anillos y las uñas, siendo de gran ayuda para colocar las medias en la posición correcta.

Gants Sans Latex

Ces gants donnent une excellente protection contre l'agression des bagues et des ongles et vous apportent une aide précieuse à la bonne disposition de vos bas.



Alps Fitting Lotion with Skin Conditioner

100% Silicone Fitting Lotion which helps prevent snags and facilitates the donning of compression garments.

Loción Alps con balsamo para la

Una loción de silicona al 100%, ayuda a evitar que la prenda se quede atascada y facilita el ponerse una prenda de compresión.

Alps Lotion avec baume pour la peau

Une lotion à 100% de silicone qui permet d'enfiler plus facilement les bas de compression et d'éviter à ceux-ci de rester accrochés sur la peau.